

LIVING

CARE CONCEPT



 **SMEDBO**
Life in your bathroom



LIVING - a flexible care concept by Smedbo®

INFORMATION & SAFETY INFORMATION UND SICHERHEIT	4-6
GRAB BAR SOLUTIONS HALTEGRIFFE KOMPLETTSETS	7
GRAB BAR PARTS HALTEGRIFFE EINZELARTIKEL	8
MODIFIED SOLUTIONS HALTEGRIFFE UND ERGÄNZUNGEN	9
COMBINATIONS OF SOLUTIONS KOMBINATIONEN UND ERGÄNZUNGEN	10
MOUNTING INSTRUCTION - HOW TO WALL MOUNT MONTAGEANLEITUNG FÜR WÄNDE	11
MOUNTING INSTRUCTION - HOW TO WALL MOUNT CORNER ANLEITUNG ZUR WANDMONTAGE IN DER ECKE.	12
DRILL TEMPLATE BOHRSCHABLONE	13
MOUNTING INSTRUCTION - HOW TO MODIFY MONTAGEANLEITUNG FÜR ERGÄNZUNGEN	14
CARE INSTRUCTIONS REINIGUNGSEMPFEHLUNG	15
WARRANTY GARANTIE	15
RECYCLING	15



EN LIVING is an elegant bathroom series with focus on flexibility and safety in the bathroom.

The series is characterized by quality and comfort. LIVING bathroom handles are designed in modular systems and can be customized to suit the needs and appearance of the bathroom. The component parts of the modular systems can be replaced with free-standing parts, for example other lengths. The module systems can also be built together. Together, the modular systems and the freestanding parts offer almost unlimited design possibilities.

OBSERVE

- Please read the instructions carefully before installation and use.
- Installation should be carried out by a qualified professional.
- Take into account current wet room recommendations and standards when installing.
- Before mounting, check the suitability and load-bearing capacity of the wall/substrate. Note that the wall/base is the limiting factor at high load. The wall/base must withstand a maximum load of 150kg.
- The bathroom handles are not recommended to be installed on wetroom wall paper.
- Supplied screw are recommended only for cement wall. For other surfaces, choose screws based on the wall material and construction.
- For horizontal combinations, maximum distance allowed between brackets are 600 mm.
- The 1100 mm long part of the FK814/FK816 may only be mounted vertically. It is not approved for horizontal level placement.
- Check the screws every 12 months and tighten if necessary.

TEST

Maximum load 150kg
Tested according to SS-ISO
17966:2016, 23.7.3
Tests performed by RISE.*

**Research Institutes of Sweden*

WARNING

- Exceeding the maximum load can lead to injury and/or damage to property.
- Failure to follow instructions may result in bodily injury.

SE LIVING är en elegant badrumsserie med fokus på flexibilitet och säkerhet i badrummet.

Serien kännetecknas av kvalitet, bekvämlighet och komfort. LIVING badrumshandtag är utformade i flexibla modulsystem och kan anpassas efter behov och badrummets utseende. De ingående delarna i modulsystemen kan bytas ut mot fristående delar i exempelvis andra längder. Modulsystemen kan även byggas ihop med varandra. Tillsammans erbjuder modulsystemen och de fristående delarna nästan obegränsade möjligheter till utformning.

OBSERVERA

- Läs instruktionerna noggrant innan montering och användning.
- Montering bör utföras av behörig fackman.
- Ta hänsyn till aktuella branschstandarder vid montering i våtrum.
- Före montering kontrollera väggen/underlagets lämplighet och bärförmåga. Observera att väggen/underlaget är den begränsande faktorn vid hög belastning. Väggen/underlaget ska klara en max-belastning på 150 kg.
- Lämpar sig ej för montering på mjuka underlag så som exempelvis våtrumsmatta.
- Medföljande skruv rekommenderas endast till cementvägg. Vid andra underlag välj skruv utifrån väggens material och konstruktion.
- För horisontella kombinationer är maximalt tillåtna avstånd mellan fästen 600 mm.
- Den 1100 mm långa delen i FK814/FK816 får endast monteras vertikalt. Den är ej godkänd för placering i horisontell ledd.
- Kontrollera skruvarnas åtdragning var 12:e månad och dra åt skruvarna vid behov

TEST

Maxbelastning 150 kg
Testat enligt SS-ISO
17966:2016 kap. 23.7.3
Tester utförda av RISE*

**Research Institutes of Sweden*

WARNING

- Överskriden maxbelastningen kan leda till kroppsskada och/eller skada på egendom.
- Ej följda instruktioner kan leda till kroppsskada.

DK LIVING er en elegant badeværelse-serie med fokus på sikkerhed i badeværelset.

Serien er kendetegnet ved kvalitet, komfort og bekvemmelighed. LIVING badeværelseshåndtag er designet i modulære systemer og kan tilpasses efter behov og udseende på badeværelset. Komponentdelene i de modulære systemer kan erstattes med fritstående dele, for eksempel andre længder. Modulsystemerne kan også bygges sammen. Sammen tilbyder de modulære systemer og de fritstående dele næsten ubegrænsede designmuligheder.

BEMÆRK

- Læs instruktionerne omhyggeligt inden installation og brug.
- Installation skal udføres af en kvalificeret professionel.
- Tag højde for de aktuelle industristandarder ved installation i vådrum.
- Inden montering skal du kontrollere væggen/underlagets egnethed og bæreevne. Bemærk, at væggen/underlaget er den begrænsende faktor ved høj belastning. Væggen/underlaget skal kunne modstå en maksimal belastning på 150 kg.
- Grebet er ikke velegnet til montering på blødere overflader, som vådrumstapet
- Den medfølgende skrue anbefales kun til cementvægge. På andre overflader skal du vælge en skrue baseret på væggens materiale og konstruktion.
- For vandrette kombinationer er maksimale afstande tilladt mellem konsoller 600 mm.
- Den 1100 mm lange del af FK814/FK816 må kun monteres lodret. Det er ikke godkendt til horisontal niveauplacing.
- Kontroller, at skrueerne er spændt hver 12. måned, og stram skrueerne om nødvendigt.

ADVARSEL

- Overskridelse af den maksimale belastning kan føre til legemsbeskadigelse og / eller materielle skader.
- Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre personskaade.

TEST

Max Belastning 150 Kg
 Testet i henhold til SS-ISO
 17966:2016 kap. 23.7.3
 Testen er udført af RISE*

**Research Institutes of Sweden*

NO LIVING er en elegant baderomserie med fokus på sikkerhet på badet.

Serien er preget av kvalitet, bekvemmelighet og komfort. LIVING baderomshåndtak er designet i modulbaserte systemer og kan tilpasses etter behov og utseende på badet. Komponentdelene til de modulære systemene kan erstattes med frittstående deler, for eksempel andre lengder. Modulsystemene kan også bygges sammen. Sammen tilbyr de modulære systemene og de frittstående delene nesten ubegrensede designmuligheter.

BEMERK

- Les intruksjonene nøye før montering og bruk.
- Installasjonen skal utføres av en kvalifisert fagperson.
- Ta hensyn til gjeldende industristandarder når du installerer i våtrom.
- Før montering kontroller veggens/underlagets beskaffenhet og bæring. Vær obs på at veggen/underlaget er den begrensede faktoren ved høy belastning. Veggen/underlaget må tåle en belastning på 150 kg.
- Egner seg ikke for montering på myke underlag som for eksempel tykk våtromstapet.
- Vedlagte skruer anbefales kun til betongvegg. Ved øvrige underlag velg skrueer tilpasset materiell og konstruksjon.
- Ved horisontal montering er maks avstand mellom veggfestene 600 mm.
- Den 1100 mm lange delen FK814/FK816 kan kun monteres vertikalt. Den er ikke tillat montert horisontalt.
- Kontroller monteringssskrueene hver 12. måned og etterdra ved behov.

VARNING

- Overskridelse av belastning kan føre til personskaade og/eller materielle skader.
- Ikke fulgt instruksjon kan føre til personskaade.

TEST

Maxbelastning 150 kg
 Testet iht SS-ISO
 17966:2016 kap. 23.7.3
 Tester utført av RISE*

**Research Institutes of Sweden*

FI LIVING on tyylikäs kylpyhuonesarja, jossa keskeistä on kylpyhuoneen turvallisuus.

Sarjalle on ominaista laatu, helppous ja mukavuus. LIVING-kylpyhuonekahvat on suunniteltu modulaarisiksi järjestelmiksi, joten ne voidaan helposti mukauttaa kylpyhuoneen tarpeisiin ja ulkonäköön sopivaksi. Modulaaristen järjestelmien komponentit voidaan korvata itsenäisillä osilla, esimerkiksi muilla pituuksilla. Moduulijärjestelmät voidaan myös rakentaa yhdessä. Yhdessä modulaariset -ja vapaasti seisovat osat tarjoavat melkein rajattomat suunnittelumahdollisuudet.

HUOMAA

- Luethan ohjeet tarkasti ennen asennusta ja käyttöä
- Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
- Ota huomioon nykyiset teollisuusstandardit, kun asennat kosteisiin tiloihin.
- Tarkasta asennuspinnan soveltuvuus ja kantokyky ennen tuotteiden kiinnitystä. Huomioi että seinän/asennuspinnan materiaali voi vaikuttaa tuotteen kantokykyyn, joten asennuspinnan tulee kestää 150 kg:n kuorma.
- Tuotteita ei suositella asennettaviksi märkätilojen tapetin päälle.
- Mukana toimitetut ruuvit ovat suositeltu ainoastaan sementtiseinälle. Valitse muille materiaaleille asennettaessa soveltuvat ruuvit erikseen.
- Vaakatasoisissa yhdistelmissä on enimmäisetäisyys kiinnikkeiden välillä 600 mm.
- FK814/FK816:n 1100 mm pitkä osa on asennettavissa vain pystysuoraan. Sitä ei ole hyväksytty vaakatasoon sijoittamista varten.
- Tarkasta ruuvien kiristys 12 kuukauden välein ja kiristä tarvittaessa.

VAROITUS

- Maksimikuorman ylitys voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai materiaalivahinkoihin.
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.

TESTI

Kantokyky max. 150 kg
Testattu SS-ISO:n mukaisesti
(17966:2016, 23.7.3)
Testit suorittanut RISE*

**Research Institutes of Sweden*

DE LIVING ist eine elegante Badserie mit dem Schwerpunkt Sicherheit im Bad.

Die Serie zeichnet sich durch Qualität, Design und Komfort aus. LIVING Badgriffe sind modular aufgebaut und können an die Bedürfnisse und die Platzverhältnisse des Badezimmers angepasst werden. Die Einzelteile der Baukastensysteme können durch Ebenfalls stehen bereits komplette Sets zur Verfügung. Somit bietet das Programm Living für jeden Anspruch die perfekte Lösung. Ebenfalls stehen bereits komplette Sets zur Verfügung. Somit bietet das Programm Living für jeden Anspruch die perfekte Lösung.

HINWEIS

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.
- Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie, dass die maximale Belastbarkeit und das Montagzubehör nur für festes Mauerwerk gilt.
- Prüfen Sie vor der Montage die Eignung und Tragfähigkeit der Wand/des Untergrunds. Beachten Sie, dass die Wand/der Untergrund die maximale Traglast beeinflussen kann. Die Wand/der Untergrund muss einer maximalen Belastung von 150 kg standhalten.
- Für andere Untergründe muss das Montagematerial und die maximale Belastbarkeit entsprechend angepasst werden.
- Die mitgelieferten Schrauben werden nur für Betonwände empfohlen. Für andere Oberflächen wählen Sie die Schrauben entsprechend dem Wandmaterial und der Konstruktion.
- Die Abstände zur horizontalen Befestigung an der Wand dürfen maximal 600mm betragen.
- Der Artikel FK814/FK816, 1100mm, darf nur senkrecht montiert werden.
- Überprüfen Sie die Schrauben alle 12 Monate und ziehen Sie bei Bedarf nach.

WARNUNG

- Das Überschreiten der maximalen Belastung kann zu Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Körperverletzungen führen.

TEST


Maximalbelastung 150 kg
Test nach SS ISO
17966.2016 kap.23.7.3
Test durch das unab-
hängige Testinstitut RISE*

**Research Institutes of Sweden*

GRAB BAR SOLUTIONS HALTEGRIFFE KOMPLETTSETS

LIVING

- EN All modular systems.
- SE Samtliga modulsystem.
- DK Alle modulære systemer.
- NO Samtlige modulsystem.
- FI Kaikki modulaariset järjestelmät.
- DE Haltegriffe Komplettssets.



FK810
Single Grab Bar




400 mm

FK811
Double Grab Bar




900 mm



FK812
V-Shaped Grab Bar, Left

400 mm

FK813
V-Shaped Grab Bar, Right



283 mm

283 mm

FK815
Corner Grab Bar



730 mm

730 mm

FK814
L-Shaped Shower Bar, Left

FK816
L-Shaped Shower Bar, Right



GRAB BAR PARTS HALTEGRIFFE EINZELARTIKEL

LIVING


- EN All of the independent parts.
- SE Samtliga fristående delar.
- DK Alle uafhængige dele.
- NO Alle koblingsdeler.
- FI Kaikki itsenäiset osat.
- DE Alle Einzelteile.



FK820
Fixing point 400mm



FK821
Fixing point 600 mm




FK831
Connection L-Shaped, Right

130 mm



FK830
Connection T-Shaped



100 mm

130 mm

FK833
Connection L-Shaped, Left



130 mm

130 mm



FK832
Corner Connection



130 mm

130 mm



FK835
Connection Bar



400 mm




- EN Update your product by replacing parts and customizing to your needs.
- SE Uppdatera din produkt genom att byta ut delar och måttanpassa efter dina behov.
- DK Opdater dit produkt ved at udskifte dele og tilpasse til dine behov.
- NO Oppdater produktet ved å bytte ut deler og tilpasse etter dine behov.
- FI Päivitä tuotteesi vaihtamalla osat ja räätälöi tarpeitasi varten.
- DE Individuell planbare Ergänzungsmöglichkeiten für Standardartike.




- EN Combine your products into solutions completely adapted to your needs.
- SE Kombinera dina produkter för en lösning helt anpassad efter dina behov.
- DK Kombiner dine produkter sammen til et slutprodukt helt tilpasset dine behov.
- NO Kombiner produktene dine til ett sluttprodukt fullstendig tilpasset dine behov.
- FI Yhdistä tuotteesi yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
- DE Kombinieren Sie Ihre Produkte zu einem Endprodukt komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.




FK814
(FK816)
+820



FK814
(FK816)
+835
+815



FK814
(FK816)
+835
+815b





FK815
+821



MOUNTING INSTRUCTION - HOW TO WALL MOUNT CORNER

ANLEITUNG ZUR WANDMONTAGE IN DER ECKE.

LIVING




EN Instructional video
 SE Instruktionsfilm
 DK Instruktionsfilm
 NO Instruksjonsfilm
 FI Ohjevideo
 DE Produkt-Film



MOUNTING INSTRUCTION - HOW TO MODIFY MONTAGEANLEITUNG FÜR ERGÄNZUNGEN

LIVING

- EN Simply unscrew the end piece and replace it with the supplied clutch.
- SE Skruva enkelt av ändstycket och ersätt det med medföljande koppling.
- DK Skruer slutstykket ud og udskifte det med den medfølgende kobling.
- NO Skrut bare av endestykket og erstatt det med den medfølgende koblingen.
- FI Ruuvaa päätyosa yksinkertaisesti irti ja vaihda se mukana toimitetulla kytkimellä.
- DE Bei Ergänzungen zu den Standardartikeln FK 820/821/835, wird das Endstück durch ein Verbindungselement ersetzt.



CLEANING REINIGUNGS- EMPFEHLUNG



- EN Wipe with a slightly damp cloth. NO Tørk av med en litt fuktig klut.
SE Torka av med lätt fuktad trasa. FI Pyyhi hieman kostealla liinalla.
DK Tørres af med en fugtigt klud. DE Leichte Reinigung mit feuchtem Tuch.

WARRANTY GARANTIE



- EN Smedbo bathroom products comes with a 10-Year consumer warranty. Warranty does not apply when the instructions are not followed or when modifying the product. Warranty does not apply to damage in the event of incorrect installation.
SE Smedbo badrumsprodukter med 10 års konsumentgaranti. Garanti gäller ej då instruktionerna inte följts eller vid modifiering av produkt. Garanti gäller ej skador vid felaktig montering.
DK Smedbo giver 10 års garanti på forbrugerkøb. Garantien gælder ikke, når instruktionerne ikke er fulgt, eller når du ændrer produktet. Garantien gælder ikke for skader i tilfælde af forkert installation.
NO Smedbo gir 10 års garanti på forbrukerkjøp. Garantien gjelder ikke ved feil bruk eller modifisering av produktet. Garantien gjelder ikke ved feil montering. Smedbo myöntää 10 vuoden takuun kuluttajakäytössä.
FI Takuu ei ole voimassa, mikäli ohjeita ei ole noudatettu, tai jos tuotetta on muokattu. Takuu ei kata vääristä asennuksesta johtuvia vahinkoja. Smedbo gewährt 10 Jahre Garantie.
DE Die Garantie gilt nicht, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden oder wenn das Produkt verändert wird. Die Garantie gilt nicht für Schäden bei unsachgemäßer Installation.

RECYCLING



- EN Please recycle the inner and outer package as cardboard and the plastic parts in the proper container at your nearest recycling yard.
SE Vänligen sortera inner- och ytterförpackningen som kartong/well och plastmaterial i avsedda kärl för återvinning.
DK Sorter venligst indre og ydre emballage som karton / og plastmaterialer i udpegede containere til genbrugspladsen.
NO Sortér den indvendige og ydre emballage som pap. Vennligst kildesortér inner- og ytteremballasje som papp og plastmateriale.
FI Kierrätä ystävällisesti ulompi- ja sisempi pakkaus pahvinkierrätykseen sekä muoviosat muovinkierrätykseen.
DE Bitte recyceln Sie die Verpackung getrennt nach Kartonagen und Kunststoffanteile.

**SVERIGE**

SMEDBO AB
BOX 13063
S-250 13 HELSINGBORG
SWEDEN
TEL: +46 42 25 15 00
E-MAIL: info@smedbo.se
www.smedbo.net

UNITED KINGDOM

SMEDBO LTD
PHONE: 0114 276 0707
E-MAIL: uksales@smedbo.com

DANMARK

SMEDBO
TEL: 45 83 58 08
E-MAIL: info@smedbo.dk

NORGE

SMEDBO NORGE A/S
TEL: 69 36 18 20
E-MAIL: info@smedbo.no

FINLAND

SMEDBO
PUH: 0207 129 570
E-MAIL: info@smedbo.fi

DEUTSCHLAND

SMEDBO GMBH
AN DER STRUSBEK 68
D-22926 AHRENSBURG
TEL: 04102-2208-0
FAX: 04102-2208-22
E-MAIL: info@smedbo.de

 **SMEDBO**
Life in your bathroom